

Link do produktu: <https://www.champions-supleshop.pl/aps-creamorph-225-gram-p-1362.html>



## APS Creamorph 225 gram

### Opis produktu

**Uwaga!** Opis produktu pochodzi zazwyczaj z oficjalnej strony producenta lub od dystrybutora danej marki na Polskę. Jeżeli potrzebujesz większej ilości informacji przed zakupem, skontaktuj się bezpośrednio ze sklepem. Każdemu klientowi po zakupie przysługuje prawo do bezpłatnego indywidualnego doboru dawkowania. Dostępna jest również opcja bezpłatnego przed zakupowego doboru produktów w zależności od oczekiwanego rezultatu.

**APS Creamorph** jest najbardziej skoncentrowaną formułą azotanu kreatyny na świecie. **Creamorph** jest jedyną formą kreatyny, która przełamuje wszystkie ograniczenia zwykłej kreatyny poprzez wzmocnienie trzech filarów biodostępności, czyniąc **Creamorpha** królem kreatyn!

**CreaMorph** okazał się być o wiele bardziej rozpuszczalny w temperaturze pokojowej jak i przy pH=2.5 niż zwykajna kreatyna, co obrazuje bardziej stabilny rozpad w porównaniu do monohydratu kreatyny lub kreatyny buforowanej.

Korzystając z maszyny do rozpuszczania USP, która pokazuje jak dana forma kreatyny dysocjuje i rozpuszcza się przy udziale rozpuszczalnika, Azotan kreatyny wykazał najlepszą rozpuszczalność w każdych warunkach co czyni z **CreaMorph**a super koncentrat kreatyny!

Połączenie kreatyny i azotanu sprawia że obie cząsteczki są bardziej skuteczne, co wpływa na większe rozszerzenie naczyń krwionośnych oraz unaczynienie, niż jakiegokolwiek produkt NO. W produkcie **APS CreaMorph** otrzymujesz kreatynę oraz tlenek azotu w jednej skoncentrowanej formule, dając niewyobrażalną pompę i lepszą wydajność na treningu.

- \*Król kreatyn,
- \*zapewnia pompę i wzrost wydajności,
- \*świetna biodostępność,
- \*zwiększa suchą masę ciała,
- \*zwiększa unaczynienie i powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych,
- \*poprawia nabicie mięśni,
- \*polepsza usuwanie kwasu mlekowego z mięśni.

#### Sposób użycia:

Zmieszaj 1 miarkę CreaMorpha z 300ml wody 1 raz dziennie.

W przypadku fazy nasycenia stosuj 2 porcje: 1 miarka przed oraz bezpośrednio po treningu.

| Porcja: 1 miarka(4,5g)<br>Zawartość opakowania: 225g<br>Ilość porcji w opakowaniu: 50<br>Skład: | Zawartość w porcji(4,5g)/w 100g | %RDA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|
| <b>Wartość energetyczna</b>                                                                     | 0kcal/0kcal                     | **   |
| <b>Węglowodany</b>                                                                              | 0g/0g                           | **   |
| <b>Białko</b>                                                                                   | 0g/0g                           | **   |
| <b>Tłuszcze</b>                                                                                 | 0g/0g                           | **   |
| <b>Azotan kreatyny</b>                                                                          | 4g/89g                          | **   |