

Link do produktu: <https://www.champions-supleshop.pl/trec-iso-full-500ml-p-1062.html>



TREC Iso Full 500ml

Opis produktu

Uwaga! Opis produktu pochodzi zazwyczaj z oficjalnej strony producenta lub od dystrybutora danej marki na Polskę. Jeżeli potrzebujesz większej ilości informacji przed zakupem, skontaktuj się bezpośrednio ze sklepem. Każdemu klientowi po zakupie przysługuje prawo do bezpłatnego indywidualnego doboru dawkowania. Dostępna jest również opcja bezpłatnego przed zakupowego doboru produktów w zależności od oczekiwanego rezultatu.

ISO FULL to płynny koncentrat napoju hipo- i izotonicznego o orzeźwiającym smaku. Specjalna kompozycja węglowodanów i elektrolitów, dobrana została tak, aby szybko nawadniać organizm. **ISO FULL** zwiększa wchłanianie wody podczas ćwiczeń fizycznych, szybko gasi pragnienie, a także uzupełnia tracone wraz z potem minerały.

ISO FULL pomaga utrzymać wytrzymałość podczas długotrwałych wysiłków wytrzymałościowych.

HYPO- AND ISOTONIC SPORT DRINK CONCENTRATE

Płynny koncentrat napoju hipo- i izotonicznego.

Błyskawiczne nawodnienie w czasie treningu.

Uzupełnienie elektrolitów traconych z potem.

Dawkowanie:

Napój izotoniczny: Jednorazową porcję preparatu – 45 ml rozpuścić w 500 ml wody. W zależności od zapotrzebowania stosować 2–3 porcji dziennie, najlepiej przed, w trakcie i po treningu.

Napój hipotoniczny: Jednorazową porcję preparatu – 45 ml rozpuścić w 1000 ml wody. W zależności od zapotrzebowania stosować 2–3 porcji dziennie, najlepiej przed, w trakcie i po treningu.

	100 ml	45 ml
Wartość odżywcza		
Wartość energetyczna	1138kJ/268kcal	512kJ/120kcal
Białka	0,00 g	0,00 g
Tłuszcze	0,00 g	0,00 g
Węglowodany	66,91 g	30,11 g
W tym tłuszcze nasycone	0,00 g	0,00 g
W tym cukry proste	50,60 g	22,77 g
Błonnik	0,02 g	0,01 g

Sód	1,02 g	0,46 g
Składniki aktywne		
Sód	1011,11 mg	455,00 mg
Chlorek	711,11 mg	320,00 mg
Potas	222,22 mg	100,00 mg
Wapń	177,78 mg	80,00 mg
Magnez	83,33 mg	37,50 mg

*Zalecanego Dziennego Spożycia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Smak : pomarańcza , cytryna